

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ PRODUCT SPECIFICATIONS

Çalışma Uzunluğu / Working Length

90 Cm

Sistemin Çapı / System Diameter

3F / 6F

Guidewire Uzunluğu / Guidewire Length

150 Cm

Guidewire Çapı / Guidewire Diameter

0,035"



Variclose
Yeni nesil
varis tedavisi ile tanışın

biolas®
HEALTH INC.
www.biolas.net

Üretici / Manufacturer
FG GRUP
www.fggrup.com

Eskişehir Yolu 17. Km Fatih Sultan Mah.
2365 Sk. No:19 06790 Ankara / Türkiye
T: +90 (312) 472 11 25 / F: +90 (312) 472 11 26

biolas®
www.biolas.net

FG GRUP
www.fggrup.com

biolas®
HEALTH INC.

FG GRUP
www.fggrup.com



BEFORE

AFTER

► Yeni Nesil Varis Tedavisi İle Tanışın

Variclose ven kapama sistemi son derece kolay bası tekniği ile embolizasyonu birleştirerek problemlili ven segmentini güvenli ve etkili bir şekilde kapatır.

Hekim sadece ultrason ile birlikte ameliyathane koşullarına ihtiyaç duymadan klinikte dahi dakikalar içerisinde işlemi gerçekleştirebilir.

Hastalar günlük rutinlerini bozmadan tedavi olup yaşantılarına geri dönebilirler.

► Meet With The New Variclose Vein Treatment Generation

Variclose vein sealing system combines a simple pressure technique with embolization to safely and efficiently seal diseased vein segment.

Physician only needs an ultrasound to perform the procedure without the need of surgery room in clinic within several minutes.

Patients can get the treatment and return to their lives without interrupting their daily routines.

► Avantajları

- Tümescent anestezi olarak ifade edilen laser ve radyofrekansa kullanıma zorunluluğu olan koruyucu sıvı enjeksiyonuna ihtiyaç duyulmaz
- Genel yada spinal anestezi gerektirmez
- Teknik olarak laser ve radyofrekansa daha kolay uygulanır
- Laser ve radyofrekansa oluşan ısıya bağlı deri, sinir hasarı ve uyuşma riskini tamamen ortadan kaldırır
- Varis tedavisinde mükemmel sonuçlar sağlar
- Hasta aynı gün işine ve günlük hayatına geri dönebilir
- Hastane yada ameliyathaneye ihtiyaç olmadan uygulanabilir
- Tedavi sonrası deride leke yada iz bırakmaz.

► Advantages

- No need for tumescent anesthesia which is have to be used in laser and radiofrequency ablations as a protective liquid injection
- No need for general or spinal anesthesia
- Easy to use compared to laser and radiofrequency ablations
- Eliminates numbness, skin and nerve damage risks that caused by heat in the laser and radiofrequency ablations
- Provides perfect results in the varicose vein treatment
- Patients can return work and daily routines same day
- No need for hospital or surgery room to perform procedure
- No skin lesions or burn marks after treatment.

Discover the Future With VariClose
Variclose ile geleceği keşfedin...